

Technische informatie

BLEEKLEPELS EN SPLINTS



Bleeklepels en splints worden op maat vervaardigd voor esthetische behandelingen en bescherming van het gebit. Dankzij een nauwkeurige pasvorm bieden deze voorzieningen optimaal draagcomfort en een voorspelbare werking in de dagelijkse praktijk.



Bleeklepels

INDICATIE

- Thuisbleekbehandelingen
- Verkleuringen van vitale elementen
- Onderhoud van bleekresultaten

VOORDELEN

- Op maat vervaardigd voor optimale pasvorm
- Gelijkmatische verdeling van de bleekgel
- Beperkt irritatie van het tandvlees
- Comfortabel draaggevoel tijdens de behandeling



Preparatie

AFDRUK

- Digitaal of conventioneel mogelijk
- Siliconen of elastomeren aanbevolen
- Alginaat mogelijk voor eenvoudige toepassingen



Knarsen/Bruxisme

INDICATIE

- Bruxisme en klemgedrag
- Bescherming tegen gebitsslijtage
- Ondersteuning bij overbelasting van het kauwstelsel

VOORDELEN

- Bescherming van dentitie en restauraties
- Comfortabele en stabiele pasvorm
- Verschillende uitvoeringen afhankelijk van indicatie
- Met of zonder klammers mogelijk

UITVOERINGEN

- Harde splint: bij zware belasting
- Zachte splint: bij lichte klachten
- Hard/zacht combinatie: balans tussen comfort en bescherming



Informatie

PRODUCTEN

- Bleeklepels: ErkoFlex-Bleach – Erkodent.
- Splints: Stellon QC – Dentsply.

Tip van onze tandtechnische adviseur Erik



Of het nu gaat om een bleeklepel of een splint, een nauwkeurige afdruk blijft de basis. Hoe beter de pasvorm, hoe comfortabeler de voorziening en hoe voorspelbaarder het resultaat voor uw patiënt.



Erik, tandtechnische adviseur Protilab