

Technische informatie IMPLANTAATRESTAURATIES EN STEGVOORZIENINGEN



Implantaatgedragen restauraties combineren functionaliteit, esthetiek en duurzaamheid. Protilab biedt oplossingen voor uiteenlopende indicaties, van eenvoudige restauraties tot complexe constructies. Uw DCRM ondersteunt u bij de keuze van de juiste oplossing.



Gecementeerde implantaatrestauraties

VOORDELEN

- Geen zichtbare schroefopening
- Geschikt bij divergerende implantaten
- Flexibele positionering van de restauratie

ABUTMENTS

- Titanium
- Individueel CAD/CAM

RESTAURATIES

- VMK
- E.max®
- Volledig zirkonium
- Multilayer zirkonium



Verschroefde implantaatrestauraties

VOORDELEN

- Eenvoudig uitneembaar
- Onderhoudsvriendelijk
- Geschikt voor complexe constructies

RESTAURATIES

- VMK
- Volledig zirkonium
- Multilayer zirkonium



Stegvoorziening

Een implantaatgedragen steg biedt een stabiele basis voor uitneembare implantaatprothesen.

INDICATIE

- Volledige of gedeeltelijke tandeloosheid
- Uitneembare implantaatprothesen
- Situaties waarin extra retentie en stabiliteit gewenst zijn

CONSTRUCTIE

- CoCr of titanium
- CAD/CAM vervaardigd
- Compatibel met Locator®, Ackermann, Dolder en Hader

VOORDELEN

- Goede retentie en stabiliteit.
- Verhoogd draagcomfort
- Onderhoudsvriendelijk